

ASYMMETRIC DUO


- контраст между четкими линиями ванны и эргономичным дизайном
- пространство широкого борта можно использовать в качестве сиденья, расставлять принадлежности, устанавливать смеситель
- эмалированная крышка слива как элемент дизайна
- подходит для принятия ванны вдвоем; спинки ванны расположены симметрично; слив-перелив в центре
- сталь-эмаль KALDEWEI



Прим. рисунок

Чтобы заказать ванну с отверстием перелива с противоположной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx**2300**xxxx.

Чтобы заказать ванну с высверленными заранее отверстиями под ручку с одной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx**1011**xxxx.



РУЧКА ЭЛЕГАНТНАЯ ПРОСТОТА



SKIN TOUCH

SOUND WAVE

COMFORT SELECT

Модель №		740	742	744
Внешняя длина	a	1700	1800	1900 мм
Внешняя ширина	b	800	900	1000 мм
Глубина	c	425	425	425 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1570	1670	1770 мм
Внутренняя длина (внизу)	e	1246	1348	1484 мм
Внутренняя ширина (вверху)	f	616	681	751 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	500	600	646 мм
Высота с ножками	h	540-560	540-560	540-560 мм
Высота граней	i	32	32	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70	70	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	850	900	950 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52	52	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52	52	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	550	580	585 мм
Расстояние между ножками	o	600	640	730 мм
Максимальная ширина основания	p	445	525	585 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до начала ручки	q	702,5	752,5	802,5 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до конца ручки	r	997,5	1047,5	1097,5 мм
Ширина краев (сторона ног; продольная сторона)	s ₁ ; s ₂	65; 62	65; 62	65; 62 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	300	335	370 мм
Полка (ширина)	y ₃	122	157	187 мм
Полезный объем в литрах**		123	163	208
Вес эмалированной ванны, в кг		50	56	64
Антислип		348 x 348	396 x 396	396 x 396 мм
Полный антислип		740 x 252	876 x 252	924 x 348 мм

Примечание: эксплуатационная система может выступать на некоторых гидромассажных системах. Пожалуйста, обратитесь к Гидромассажному каталогу для дальнейшей информации. Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров. Прим. рисунок.
 ** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI